

TGDc-01 INOPSA

EL Tonómetro de contacto portátil TGDc-01 INOPSA realiza mediciones digitales de presión intraocular a través del párpado sin entrar en contacto con la cornea.

Especificaciones Técnicas:

- Alcance máximo de medición: 5 – 60 mm Hg
- Tolerancia error medición:
 - De 5 a 20mm Hg. menos de 2 mm Hg.
 - De 20 a 60 mm Hg menos de 10%
- Tiempo de mediciones simples: 3 seg
- Alimentación eléctrica (batería): 3V
- Consumo de corriente: 4 mA
- Dimensiones: 173.5 x 25.5 x 19.5 mm.
- Peso neto: 79 g

Tabla Comparativa con otros Tonómetros

Características Clínicas	TGDc-01 Inopsa	Tonómetro Goldman	Tonometro Schiotz	Tono-Pen	Tonometro de Aire
Exactitud	X	X	X	X	X
Indicaciones digitales IOP	X			X	X
Beneficios para optometrista y paciente					
Transporte	Portátil	Fijo	Portátil	Portátil	Fijo
Paciente tumbado	X		X	X	X
Paciente sentado	X	X		X	X
Rapidez de medición	X			X	X
Esterilización no necesaria	X			X	X
Anestesia no necesaria	X				X
Características importantes					
Ausencia de erosión en cornea	X				